



Harmony™



Swing Flex™



Swing Maxi Flex™



Freestyle Flex™

guide de tire-lait

Un compagnon de voyage léger et utile comme dispositif de remplacement d'un tire-lait électrique

Tire-lait électrique simple compact et nomade

Tire-lait électrique double compact et nomade

Tire-lait qui tient dans le creux de la main avec écran tactile, minuterie et connection à l'appli

2-Phase Expression*				
Téterelle PersonalFit Flex™**	1x 24mm	1x 21mm 1x 24mm	2x 21mm 2x 24mm	2x 21mm 2x 24mm
Tire-lait électrique		câble d'alimentation	câble d'alimentation	batterie rechargeable
Double expression***				
Niveau de vide réglable				
Connection à l'appli MyMedela				
Batterie rechargeable				
Biberon de 150 ml avec couvercle	1x	1x	2x	4x
Support de biberon	1x	1x	2x	2x
Sac réfrigérant et sac de transport				

* imite le rythme de succion naturel de votre bébé

** bord doux, meilleure adaptation, meilleur écoulement de lait

*** pour plus de lait et une teneur énergétique plus élevée en deux fois moins de temps