

Unsere Milchpumpen mit Flex™ Technologie

Swing Flex™

Für schnelles, effizientes Abpumpen. Überall und jederzeit.



Swing Maxi Flex™

Für mehr Milch in der Hälfte der Zeit



Freestyle Flex™

Bietet die Flexibilität, immer und überall abpumpen zu können



Pumpentyp	Elektrische Einzel-Milchpumpe	Elektrische Doppel-Milchpumpe	Elektrische Doppel-Milchpumpe
Empfohlene Anwendung	Gelegentlich	Täglich	Täglich
Einfach und bequem	•	•	•
PersonalFit Flex™ Brusthaube	•	•	•
Individuell einstellbare Vakuumstärke	•	•	•
Vakuumbereich	-45mmHg bis -245mmHg	-45mmHg bis -245mmHg	-45mmHg bis -245mmHg
2-Phase Expression®	•	•	•
Überlaufschutz (geschlossenes System)	•	•	•
BPA-frei	•	•	•
Verbindung mit der MyMedela-App			•
Das hintergrundbeleuchtete Display zeigt die Abpumpdauer, den Akkuladezustand, die Vakuumstufe, Bluetooth-Verbindung usw. an.			•
USB-Ladegerät			•
Batterie-/Akkubetrieb	Bis zu 1 Stunde (Batterie nicht inbegriffen)	Bis zu 1 Stunde (Batterie nicht inbegriffen)	Bis zu acht beidseitige Abpumpvorgänge mit eingebautem wiederaufladbarem Akku
All-in-One- Lösung zum Aufbewahren, Kühlen und Transportieren abgepumpter Muttermilch			Kühltasche, Muttermilchflaschen zur Aufbewahrung, Tragetasche
Gewicht	200 g ohne Batterien	220 g ohne Batterien	> 300 g inkl. wiederaufladbarem Akku
Größe	12 x 13 x 5,7 cm	12 x 13 x 5,7 cm	14,8 x 6,6 x 4,6 cm