

**medela**   
mother's milk,  
everyday amazing™

Destiné aux unités  
de soins intensifs  
néonatales  
et aux services  
de maternité

L'expression de lait maternel nouvelle  
génération pour les unités de soins intensifs  
néonatales et les services de maternité

**Sets PersonalFit™ PLUS pour tire-lait Symphony®**

Plus de lait. Plus de confort. Plus d'efficacité.



Le nouveau set PersonalFit™ PLUS pour tire-lait Symphony® est un set innovant vous permettant d'optimiser l'expression du lait maternel dans votre service en :

- offrant une expression plus confortable<sup>1,2</sup> et plus efficace<sup>1</sup>
- améliorant les chances des nourrissons fragiles de bénéficier d'une alimentation exclusivement au lait maternel
- créant des processus rationalisés grâce à une conception facile à utiliser et à nettoyer<sup>3</sup>
- augmentant les quantités de lait,<sup>2</sup> pour contribuer à diminuer la dépendance de votre hôpital au lait de donneuses et artificiel

Le personnel infirmier consacre moins de temps à expliquer le fonctionnement du tire-lait aux mamans et plus de temps à d'autres tâches

## PersonalFit™ PLUS : la nouvelle référence en matière de design de set pour tire-lait

Développé par des scientifiques, testé par des mamans et validé à l'hôpital<sup>1-3</sup>

L'angle du col à 105° permet le positionnement optimal du mamelon tout en minimisant la compression des tissus mammaires.<sup>4</sup>

La téterelle ovale pivote pour faciliter son adaptation aux différentes formes de seins.

Les différentes tailles de la gamme assurent une adéquation optimale de la téterelle.

La protection intégrée contre les débordements permet aux mamans d'adopter une position confortable pour une expérience d'expression détendue.

Le connecteur possède une partie articulée qui facilite l'assemblage.

Les sets PersonalFit™ PLUS pour tire-lait sont compatibles avec les biberons Medela pour recueillir le lait maternel : il suffit de les visser sur la taille adaptée.



**Set réutilisable pour tire-lait hospitalier**  
Produit multi-utilisateur convenant au retraitement.



**Sets jetables pour tire-lait hospitalier**  
Disponibles en versions stériles et Ready-to-Use. Les deux versions peuvent être utilisées immédiatement après déballage.



**Le set PersonalFit™ PLUS est compatible avec le tire-lait Symphony®. Leur combinaison crée un système complet qui optimise l'expression du lait maternel pour produire davantage quand vous en avez le plus besoin.**

#### Références

**1** Prime D. K. et al. Influence of a newly designed breast shield on the dynamics of milk removal: A randomised controlled trial [poster]. 6th Academy of Breastfeeding Medicine Europe Conference, 18-20 May 2018, Rotterdam, Netherlands; 2018. **2** Clinical study, PersonalFit™ PLUS compared to PersonalFit™ in the home setting, data on file (NCT02492139). 2016. **3** Clinical study, PersonalFit™ PLUS compared to PersonalFit™ in the hospital setting, data on file (NCT02496429). 2015. **4** Schlienger A et al. Optimisation of breastshield shape with the aim of improving breast expression (P-25); Abstracts from the 18th International Society for Research in Human Milk and Lactation Conference. Breastfeed Med. 2016; 11(2):A28-A29.

Découvrez les atouts du set pour tire-lait PersonalFit™ PLUS pour la génération à venir. Rendez-vous sur [medela.be/pfp-fr](http://medela.be/pfp-fr), [medela.lu/pfp](http://medela.lu/pfp) ou contactez votre délégué médico-pharmaceutique Medela