

medela 
mother's milk,
everyday amazing™

Destiné aux
pharmacies et
aux prestataires
de services

Des soins de nouvelle
génération pour les clientes
utilisant des tire-laits en location

Sets PersonalFit™ PLUS pour tire-lait Symphony®

Plus de lait. Plus de confort. Plus d'efficacité.



Le nouveau set PersonalFit™ PLUS pour tire-lait Symphony® est un set innovant offrant des soins de qualité hospitalière à ses utilisatrices :

- assurant la même conception qu'un set hospitalier
- offrant une expression du lait plus confortable^{1,2} et efficace¹
- améliorant l'expérience des utilisatrices,² pour un meilleur niveau de satisfaction
- facilitant le montage et le nettoyage³ pour plus d'autonomie pour les mamans

« J'ai dû m'y reprendre à 2 ou 3 fois pour essayer d'autres téterelles. La forme ovale s'est placée du premier coup. »

Jeannine, deux enfants, Suisse

PersonalFit™ PLUS: la nouvelle référence en matière de design de set pour tire-lait

Développé par des scientifiques, testé par des mamans et validé à l'hôpital¹⁻³

L'angle du col à 105° permet le positionnement optimal du mamelon tout en minimisant la compression des tissus mammaires.⁴

La téterelle ovale pivote pour faciliter son adaptation aux différentes formes de seins.

Les cinq tailles assurent une adéquation optimale de la téterelle.

Le connecteur possède une partie articulée qui s'emboîte facilement.

Les sets PersonalFit™ PLUS pour tire-lait de location comprennent un biberon réutilisable pour recueillir le lait.



Protection intégrée contre les débordements
Permet aux mamans d'exprimer leur lait dans une position plus confortable.



Set réutilisable pour tire-lait de location
Pour une utilisation fréquente à domicile.



Le set PersonalFit™ PLUS est compatible avec le tire-lait Symphony®. Leur combinaison crée un système complet qui optimise l'expression du lait maternel pour produire davantage quand vous en avez le plus besoin.

Références

1 Prime D. K. et al. Influence of a newly designed breast shield on the dynamics of milk removal: A randomised controlled trial [poster]. 6th Academy of Breastfeeding Medicine Europe Conference, 18-20 May 2018, Rotterdam, Netherlands; 2018. **2** Clinical study, PersonalFit™ PLUS compared to PersonalFit™ in the home setting, data on file (NCT02492139). 2016. **3** Clinical study, PersonalFit™ PLUS compared to PersonalFit™ in the hospital setting, data on file (NCT02496429). 2015. **4** Schlienger A et al. Optimisation of breastshield shape with the aim of improving breast expression (P-25); Abstracts from the 18th International Society for Research in Human Milk and Lactation Conference. Breastfeed Med. 2016; 11(2):A28-A29.

Découvrez les atouts du set pour tire-lait PersonalFit™ PLUS pour la génération à venir. Rendez-vous sur medela.be/pfp-fr, medela.lu/pfp ou contactez votre délégué médico-pharmaceutique Medela